

9-001

届出番号：13B100092100010

NST-2000 N-アイデア
ハイローストレッチャー型テーブル

¥986,000



- 多様な機能を可能にしたストレッチャー型マルチテーブルです。
- ストレッチャー機能はそのままに、テーブルの昇降・背板の傾斜・足床部のテーブル下への収納により、診察及び処置・小児用診察及び処置テーブルとしても使用できます。
- 足床部をメインテーブル下に収納し、更に支脚器をセットすれば婦人科検診台または分娩台としての使用が可能です。足床部の引き出しは2ステップになっており大変便利です。
- 背板の傾斜角度は、ガスダンパー方式によりレバー操作で容易に且つスピーディーに調節ができます。特別に設計した補助ガイドは、背板のねじれ・ゆがみを防ぐ機能を可能にしています。
- テーブルの昇降は、頭部下のクランクハンドルで調節できます。また、両サイドに装備した患者保護フェンスの高さは2ステップで変えられます。

仕様	NST-2000-650	NST-2000-600	NST-2000-550
・モデル名	NST-2000-650 NST-2000-600 NST-2000-550		
・タイプ	3 セクション (背板部 - 腰板部 - 足床部) タイプ		
・高さ調節範囲	600 ~ 900mm, クランクハンドル操作による		
・背板角度調節範囲	0 ~ 60度, ガスダンパー方式による, 補助ガイド2本付		
・足床部	テーブル下への収納及び引き出し方式		
・材質	スチール, 粉体焼付け塗装仕上げ及びステンレススチール		
・キャスター	150mm径, ユニバーサル及びロック機能付タイプ		
・寸法			
・全長			
・メインテーブル	1,300mm (背板部: 850mm, 腰板部: 450mm)		
・足床部	500mm		
・全幅			
・メインテーブル	650mm	600mm	550mm
・足床部	520mm	470mm	420mm
・両フェンス内側	600mm	550mm	500mm
・重量	約72kg	約67kg	約62kg

附属品	数量
1. 支脚器, カバー及びベルト付	1組
2. 汚水ロート, 金網及び取付金具付	1
3. 器具トレイ, 取付金具付	2
4. 枕	1

患者搬送ストレッチャー・診察及び処置テーブルとして



産科婦人科用検診台及び分娩台として



小児用診察及び処置テーブルとして





安全・効果的な新生児体温管理システム

1-004

承認番号：22000BZX00567000

Nアイデアル インファントケアセンター NIW-3500

遠赤外線の輻射とサーボコントロールシステムとの組み合わせにより、安全で効果的な新生児の体温管理が行えます。

■均一な熱輻射

遠赤外線ヒータはベッド上を平均に加熱します。

■ベッド傾斜が3段階

サイドパネルは下に倒せるので傾斜と合わせて処置が楽にできます。

■2系統の酸素供給

セントラルパイピングとボンベ（3.4ℓボンベ2本）の何れでも使用できます。

■便利な収納キャビネット

付属品等必要器具を収納するキャビネットは使用場所により左右どちらの方向にも取り付けられます。

■仕様

ヒータ/AC100V 700W遠赤外線ヒータ

照明/20W 蛍光灯 2灯

温度調節/比例制御（サーミスタ使用）、または手動ダイヤル調節、出力メータ付き

体温設定範囲/35.0~37.9℃

0.1℃間隔（サーボコントロールのみ）

警報/設定温度の±1℃（サーボコントロールのみ）

主 体/鋼パイプ、焼付塗装

D58×W105×H186cm（外寸）

径100mm耐油キャスター付き

側 板/厚み 8mmメタクリル樹脂、三方外開き（180度下方）

■付属品

- (1) マットレス……………1
- (2) 体温検出用サーミスタプローブ……………1
- (3) 同上貼付用パッド……………30

■別途販売品

1-130

パイピング用マニホールド（酸素用3ヶ所）……………1

アウトレット連結用ホース（アダプタ付）……………1



胎児の早期診断が安全・確実にできます。

2-001

認証番号：221AIBZX00052000

Nアイデアル
ドブラ ダイアナ
KD-250
(充電器付)

¥248,000

- 心拍数をデジタルで表示します。
- 充電器に載せて置くだけで常時満充電、すぐ使用できます。
- 胎児に対する影響を考慮した低出力（10mW/cm²以下）の安全設計です。
- 雑音除去回路の採用でノイズ（雑音）が減少されています。
- 満充電で連続6時間使用できます。
- マニュアルカウント機能付き、心拍数の検出が困難な時にこのスイッチを押すとデジタルで表示します。
- スピーカーのほかイヤホンでも聴くことができます。
- 過充電防止機能により満充電になると自動停止になります。
- 充電部が別なので小型・軽量、重さ僅か1.1kg

■仕様

超音波周波数・出力/25MHz 10mW/cm²
心拍数カウント範囲/50~280bpm
電源/直流：12V, Ni-Cd電池
交流：AC100V~240V, 50/60Hz 5VA
寸法・重量/本体：W210×D120×H201mm 1.1kg
充電器：W245×D155×H61mm 1.0kg

■付属品

プローブ、超音波ゼリー（チューブ入）
3Pアダプタ各1、予備ヒューズ2本
別売：イヤホン





機動性、安全性を備えた

2-004

承認番号：22000BZX00568000

Nアイデアル 吸引分娩器 GT-200

¥460,000

徹底した安全設計と使いやすさを目的にしました。
ダイヤル1つの切替で普通吸引と吸引分娩に使い分けられます。

■児頭の損傷が少ない。

吸引カップは児頭表面の損傷や腫張を軽減する様に考案しており、ひき手に通気弁があるので、間欠時に一時的に圧を下げられるので産瘤の増大を軽減できます。

■くさり通しが確實

カップの組み立ては、くさり止めピンがスムーズに通じ、しかも使用中抜けません。

■逆流防止装置

フロート式の安全装置が付いています。

■静かで耐久性のポンプ

全体がFRPでカバーされており、さらに静粛なポンプ機構により耐久性があります。

■仕様

電 源/AC100V、50/60Hz
ポンプ/ピストン型、オイルフリー、
吸引量50Hz/50ℓ、60Hz/60ℓ
最大吸引圧 -98.1kpa(-736mmHg)

寸 法/W40×D36×H87cm

吸引瓶/2000ml×2本、浮子式逆流防止弁による逆流防止装置付

■付属品

吸引カップ、ひき手付(大、中)……………各1
吸引チューブ……………1
吸引カテーテル……………2
アウス用チューブ(アダプタ付)……………1
リモート式フットスイッチ……………1

■別途販売品

2-005

早期妊娠中絶セット
吸引カップ、ひき手付(小)

¥62,000

¥22,000