

# ディスポ蘇生バッグ

**HIGHパフォーマンス / LOWコスト**

**安全性の向上・感染予防対策に！  
シングルユースの蘇生バッグ**

**Nアイデアル**のディスポ蘇生バッグは・・・

◆**高機能 High Performance**

- 確実な逆止弁の役割を果たす患者バルブに、**高性能な弁(唇状弁)**を使用
- **MRI対応**(成人用 / NK-2347)
- ディスポ蘇生バッグ(プレッシャーゲージ付き)は・・・  
プレッシャーゲージ付きで、国内唯一“**排気弁**”を装着  
より高度なCPRを可能にするため、加圧制限弁に**LOCK機能**を装備(成人用 / NK-2338)  
国内唯一、(大小)2種類の小児用サイズをラインアップ

◆**低コスト Low Cost**

- 従来価格を大幅にコストカット・高機能かつ圧倒的な**低価格**を実現

◆**医療事故防止**

- 全ての部品(マスクを除く)があらかじめ組立済で、組立ミスによる**医療事故を防止**

◆**感染リスクの低減**

- 滅菌・組立不要のシングルユースにより、**感染リスクを低減**



※写真はディスボ蘇生バッグ（プレッシャーゲージ付）

◆ディスボ蘇生バッグ

商品コード	サイズ	バッグ容量	最大換気容量	換気回数 / 分	換気容量 / 回	加圧制限弁	リザーバーバッグ容量	標準価格
NK-2347	成人用	1500ml	1200ml/ 両手 600ml/ 片手	0-40bpm	1000ml	—	1000ml	¥5,000
NK-2347-10	成人用 (10 個)							¥45,000
NK-22221	小児用	500ml	300ml	0-60bpm	300ml	40 ± 10cmH <sub>2</sub> O		¥6,000
NK-22221-10	小児用 (10 個)							¥55,000
NK-22391	新生児用	280ml	100ml		70ml			¥6,000
NK-22391-10	新生児用(10 個)			¥55,000				

内容品：蘇生バッグ・マスク・リザーバーバッグ / パルプ・酸素チューブ・収納ケース

◆ディスボ蘇生バッグ（プレッシャーゲージ付）

商品コード	サイズ	バッグ容量	最大換気容量	換気回数 / 分	換気容量 / 回	加圧制限弁	リザーバーバッグ容量	標準価格
NK-2338	成人用	1500ml	1000ml/ 両手 700ml/ 片手	0-64bpm	600ml	60 ± 10cmH <sub>2</sub> O	1000ml	¥5,500
NK-2338-10	成人用 (10 個)							¥50,000
NK-2368	小児用 (大)	1100ml	1000ml/ 両手 550ml/ 片手	0-85bpm	350ml	40 ± 10cmH <sub>2</sub> O		¥6,000
NK-2368-10	小児用(大)10 個							¥55,000
NK-2318	小児用	550ml	330ml		0-97bpm			150ml
NK-2318-10	小児用 (10 個)			¥60,000				
NK-2328	新生児用	280ml	130ml	0-138bpm	20ml	500ml	¥6,800	
NK-2328-10	新生児用(10 個)						¥62,000	

内容品：蘇生バッグ・マスク・リザーバーバッグ / パルプ・酸素チューブ・収納ケース



中村医科工業株式会社

●本 社 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-35-23  
TEL 03-3813-3486(代)  
<https://www.n-ideal.co.jp>



成人用



小児用



乳児用

承認番号：16300BZY00592000

ISO8382の規格に準拠

### Nアイデアル シリコンレサシバッグ


- MR-100シリーズ 手動式蘇生器は、人工呼吸及び心肺蘇生 (CPR) の補助器具としてデザインされています。
- 高品質のMR-100シリーズは、表面の手触り・弾力性・復元性により確実な作動で使い易く、しかも耐久性に優れています。
- 成人用シリコンレサシバッグの過圧制限弁には、肺房の一時的強制拡張を補助する為有用な“弁ロック”機能が有ります。また、過圧制限弁の作動圧は $45 \pm 5 \text{cmH}_2\text{O}$ と低めに抑えてあり、患者への換気を容易に促進できます。
- 呼吸・吸入・過圧制限弁等のハウジング部及びネックポートは、一般的なポリカーボネートよりも優れた耐熱 $170^\circ\text{C}$ のポリサルフォン樹脂を採用しており、オートクレーブ滅菌が可能です。更に耐久性にも優れています。
- リザーバーバッグと過圧制限弁を組み合わせることで、高濃度酸素による効果的な蘇生が可能になります。
- 病院、救急車、工場、工事現場、学校、オフィス、スポーツクラブ、プール、海水浴場等、広範な場所での使用に役立ちます。

#### 仕 様

カタログNo.	NK-101MR	NK-102MR	NK-103MR
品 名	成人用シリコンバッグ	小児用シリコンバッグ	乳児用シリコンバッグ
バッグ容量	1500ml	600ml	280ml
最大換気量容量	1350ml(両手)/800ml(片手)	350ml	100ml
最大換気回数	45回 / 分 (600ml/回)	105回 / 分 (170ml/回)	98回 / 分 (70ml/回)
過圧制限弁	$45 \pm 5 \text{cmH}_2\text{O}$ (弁ロック付)	$35 \pm 5 \text{cmH}_2\text{O}$	$30 \pm 5 \text{cmH}_2\text{O}$
材質：シリコンバッグ		シリコンゴム	
弁ハウジング		ポリサルフォン樹脂	
弁		シリコンゴム	
リザーバーバッグ(別売品)	2500ml	2500ml	600ml
価 格	¥20,000	¥20,000	¥20,000

## Nアイデアル 蘇生器用シリコンマスク


- 成人用シリコンマスクのシェルは耐熱170℃の透明なポリサルフォン樹脂を採用し、クッションは透明なシリコン製であり患者の口元を容易に観察できます。また、耐久性に優れオートクレーブ滅菌が可能です。
- シルフレックス成人用マスクは、オールシリコン製であり患者に優しくフィットします。耐久性に優れオートクレーブ滅菌が可能です。また、フックリングにより用途も広がります。
- 乳児・新生児用のオールシリコン製丸マスクは、透明であり児の口元を容易に観察できます。また、耐久性に優れ、オートクレーブ滅菌が可能です。



### ●シリコンマスク

承認番号：21900BZX00658000

カタログNo.	品名	材質	販売単位	価格
NK-1515	シリコンマスク #5 成人(大)	ポリサルフォン シリコンゴム	1個/袋	¥3,500
NK-1514	シリコンマスク #4 成人(中)		1個/袋	¥3,500
NK-1513	シリコンマスク #3 成人(小) 小児(大)		1個/袋	¥3,500



### ●シルフレックス シリコンマスク

承認番号：21900BZX00659000

カタログNo.	品名	材質	販売単位	価格
NK-5183	シルフレックス シリコンマスク #5 成人(大)	シリコンゴム	1個/袋	¥4,900
NK-5182	シルフレックス シリコンマスク #4 成人(中)		1個/袋	¥4,600
NK-5181	シルフレックス シリコンマスク #3 成人(小) 小児(大)		1個/袋	¥4,300
70028	フックリング	ポリカーボネイト	5個/袋	¥4,000

### ●シリコンマスク (丸マスク)

承認番号：21900BZX00658000

カタログNo.	品名	材質	販売単位	価格
NK-1502	シリコンマスク #2 小児	シリコンゴム	1個/袋	¥1,800
NK-1501	シリコンマスク #1 新生児		1個/袋	¥1,800
NK-1500	シリコンマスク #0 新生児(小)		1個/袋	¥1,800




## Nアイデアル 蘇生用エアークッションマスク

承認番号：21900BZX00656000

- 柔らかく透明な材質を採用、患者には不快感なく装着できます。また、患者の口元を容易に観察できます。
- 単一患者専用としての使用が大変有用です。
- 付属されたフックリングにより用途も広がります。
- 材質：医療用ポリ塩化ビニール

カタログNo.	品名	販売単位	価格
NK-2581	エアークッションマスク #0 新生児空気弁・フックリング付	10個/袋	¥8,000
NK-2582	エアークッションマスク #1 乳児空気弁・フックリング付	10個/袋	¥8,000
NK-2583	エアークッションマスク #2 小児(小)空気弁・フックリング付	10個/袋	¥8,000
NK-2584	エアークッションマスク #3 小児(大)空気弁・フックリング付	10個/袋	¥8,000
NK-2585	エアークッションマスク #4 成人空気弁・フックリング付	10個/袋	¥8,000
NK-2586	エアークッションマスク #5 成人(大)空気弁・フックリング付	10個/袋	¥8,000

## Nアイデアル シリコンレサシバッグ用アクセサリ



### ●酸素リザーバーバッグ及びリザーバー弁

- シリコンレサシバッグに接続して、高濃度酸素による蘇生を行なうことができます。
- 酸素リザーバーバッグへの酸素供給時に発生する過剰圧をリリースする為に、リザーバー弁を接続しリザーバーバッグの損傷を防ぎます。また、リザーバー弁は耐久性に優れたポリサルフォン樹脂を採用。
- 再使用可能な呼吸のう（シリコンリザーバーバッグ）は3種類あります。
- 接続するシリコンレサシバッグの容量に合った酸素リザーバーバッグを選んでください。

カタログNo.	品名	材質	販売単位	価格
NK-1860	酸素リザーバーバッグ 2500ml 成人・小児用	PVC	1組 / 袋	¥1,500
NK-1865	酸素リザーバーバッグ 600ml 乳児用	PVC	1組 / 袋	¥1,500
NK-70147※	シリコンリザーバーバッグ 0.5ℓ	SI	1個 / 袋	¥10,000
NK-70148※	シリコンリザーバーバッグ 1ℓ	SI	1個 / 袋	¥10,500
NK-70149※	シリコンリザーバーバッグ 2ℓ	SI	1個 / 袋	¥11,000
NK-1850	リザーバー弁 (NK-1860及びNK-1865共用)	PSF/SI	1個 / 袋	¥2,200
NK-31290	ソフトクリア酸素チューブ ユニバーサルコネクタ	PVC	1個 / 袋	¥420
NK-34502	グリーン酸素チューブ スタンダードコネクタ	PVC	1個 / 袋	¥370
NK-20028	シリコンストラップ NK-101MR用	SI	1個 / 袋	販売中止

※認証番号:220AFBZX00074000

### ●Peepバルブ

- シリコンレサシバッグに接続し、呼吸時の末端に陽圧を維持させながら人工呼吸を行います。成人用・小児用と患者に合わせて選んで下さい。
- シリコンバッグとの接続は、呼吸弁用接続アダプタと組み合わせて行ないます。
- ハウジングは耐熱に優れる透明なポリサルフォン樹脂、弁はシリコンゴム製であり耐久性に優れています。

カタログNo.	品名	圧力調整範囲	材質	価格
NK-2413	ピープバルブ(弁:ブルー色)	5-20cmH <sub>2</sub> O	PSF / SI	¥6,200
NK-2403	ピープバルブ(弁:オレンジ色)	2-10cmH <sub>2</sub> O	PSF / SI	販売中止
NK-2001	呼吸弁接続アダプター		PSF	¥1,800

### ●シリコン蛇腹管


- 接続アダプタ付蛇腹管は、シリコンバッグとのセットが容易にでき“マスク・アンド・バッグ”の手法が迅速に行なえます。
- シリコン製蛇腹管とポリサルフォン製アダプタはオートクレーブ滅菌が可能です。

カタログNo.	品名	材質	価格
NK-1942	シリコン蛇腹管, 20cm長, アダプタ付	SI / PSF	¥4,200

### ●テストラング

- テストラングは、シリコンレサシバッグの換気機能テストに有効な商品です。
- 標準15mmのコネクタはISO5356に適合。
- 1ℓ及び0.5ℓの2種類があります。

カタログNo.	品名	材質	販売単位	価格
NK-6011	テストラング 1ℓ	プラスチック/ シリコンゴム	1個 / 袋	¥19,800
NK-6012	テストラング 0.5ℓ		1個 / 袋	¥19,800






Nアイデアル  
エアーウェイ

届出番号：13B1X00092110020

●バーマン型

カタログNo.	品名	材質	販売単位	価格
NK-35104	バーマンエアウェイ 40mm	PE	10個/袋	¥2,000
NK-35105	バーマンエアウェイ 50mm		10個/袋	¥2,000
NK-35106	バーマンエアウェイ 60mm		10個/袋	¥2,000
NK-35107	バーマンエアウェイ 70mm		10個/袋	¥2,000
NK-35108	バーマンエアウェイ 80mm		10個/袋	¥2,000
NK-35109	バーマンエアウェイ 90mm		10個/袋	¥2,000
NK-35110	バーマンエアウェイ 100mm		10個/袋	¥2,000



Nアイデアル  
シリコンヘッドバンド

- 長時間に亘り、フェースマスクを使用するとき大変便利です。
- 患者に合わせてサイズを選択してください。
- 材質：シリコンゴム

カタログNo.	品名	販売単位	価格
NK-0011	シリコンヘッドバンド(大)	1個/袋	¥3,200
NK-0012	シリコンヘッドバンド(小)	1個/袋	¥2,700



Nアイデアル  
ポケットマスク

承認番号：21900BZX00657000

- 高品質のフィルタ付逆流防止弁により、安心して“Mouth to Mouth”の人口呼吸(蘇生)が行えます。
- 酸素取り入れ孔が付いており、CPR用として有効なマスクです。
- マスクには透明な素材を採用、患者の口元を容易に観察できます。また、柔軟な接続部品により、患者へのアクセスは自在です。
- コンパクト且つ硬質プラスチックケースに収納されており、携行や保管に便利です。

カタログNo.	品名	販売単位	価格
NK-1325	ポケットマスク、ケース入り	1個/袋	¥2,900



Nアイデアル  
手動式吸引器 スマイルバッグ



承認番号：21900BZX00660000

- 吸引は、バルブ球を圧迫するだけで容易に行えます。
- 吸引カテーテルは、シリコンゴムを採用。吸引孔は、チューブ先端と側面にあります。
- 仕様
  - 吸引圧力：-24.3kPa(-187mmHg)
  - 吸引瓶容量：56ml
  - 吸引カテーテル：50cm(長さ)
  - 材質：バルブ=シリコンゴム/吸引瓶=ポリ塩化ビニール/  
吸引カテーテル=シリコンゴム

カタログNo.	品名	販売単位	価格
NK-1411	スマイルバック 吸引カテーテル付	1組/箱	¥3,200

## 送気圧力のモニタリングセット

届出番号：13B1X00092110022

Nアイデアル  
プレッシャーゲージ

販売中止



- 〔使用目的〕 本品をシリコンレサシバッグに接続し、送気圧力をモニタリングします。  
 〔仕様〕 測定範囲 0～60cmH<sub>2</sub>O  
 〔セット構成〕 プレッシャーゲージ NK-4524 + Tコネクタ NK-76231 各1個：NK-PG1  
 〔単体製品〕 ●Tコネクタ（単体／オートクレーブ滅菌可）NK-76212  
 ●ディスポーザブルプレッシャーゲージ NK-4524

カタログNo.	品名	販売単位	価格
NK-PG1	ディスポーザブルプレッシャーゲージセット	1組/袋	¥1,300
NK-4524	ディスポーザブルプレッシャーゲージ	1個/袋	¥1,200
NK-76212	Tコネクター、オートクレーブ可	1個/袋	販売中止

## シリコンレサシバッグ（成人用）の組み合わせ商品

シリコンレサシバッグ成人用NK-101MRと救急蘇生マスク等と組み合わせてご購入される場合は、下表のオーダー番号にてご用命ください。

構成内容	オーダー番号			NK-101A	NK-101B	NK-101C	NK-101D
	販売名	型番	サイズ				
シリコンレサシバッグ	NK-101MR	成人用		○	○	○	○
シリコンマスク	NK-1515	#5 大		○	○		
シリコンマスク	NK-1514	#4 中				○	
シリコンマスク	NK-1513	#3 小		○			
シルフレックスシリコンマスク	NK-5183	#5 大					○
酸素供給用アクセサリー※				○	○	○	○
収納ケース				○	○	○	○
価格				¥29,000	¥26,000	¥26,000	¥28,000

※酸素供給用アクセサリー：リザーバーバッグ（NK-1860）、リザーバー弁（NK-1850）、酸素チューブ（NK-34502）

承認番号：21900BZX00645000  
承認番号：21900BZX00644000

## Nアイデアル 鼻腔酸素カニューラ



NK-3245~NK-3248

### ソフト鼻腔酸素カニューラ

- ノーズチップは特に軟らかく、優しくフィットした装着は違和感がなく長時間の使用に適します。
- 自然でクリアタイプな材質は、違和感がなく装着が目立ちません。
- 使用される加湿器等に応じて、接続コネクタ（ユニバーサル又は、スタンダード）を選べます。
- ノンキンク加工したチューブは、折れや閉塞を少なくします。
- 低濃度酸素投与に適しています。
- 材質：医療用PVC

カタログNo.	品名	コネクタの形状	販売単位	価格
NK-3245	ソフト鼻腔酸素カニューラ 乳児用	ユニバーサル	20個/箱	¥7,200
NK-3246	ソフト鼻腔酸素カニューラ 小児用		20個/箱	¥7,200
NK-3247	ソフト鼻腔酸素カニューラ 成人用		20個/箱	¥7,200
NK-3248	ソフト鼻腔酸素カニューラ 成人用(大)		20個/箱	¥7,200


(未滅菌品 / 消費税別)



NK-3240~NK-3243

カタログNo.	品名	コネクタの形状	販売単位	価格
NK-3240	ソフト鼻腔酸素カニューラ 乳児用	スタンダード	20個/箱	¥7,200
NK-3241	ソフト鼻腔酸素カニューラ 小児用		20個/箱	¥7,200
NK-3242	ソフト鼻腔酸素カニューラ 成人用		20個/箱	¥7,200
NK-3243	ソフト鼻腔酸素カニューラ 成人用(大)		20個/箱	¥7,200

(未滅菌品 / 消費税別)



NK-3100~NK-3150

### 鼻腔酸素カニューラ

- 軟らかく改良したノーズチップは、装着時の不快感を少なくします。
- ノーズチップには固定用フィンが付いており、確実な装着ができます。
- ノンキンク加工したチューブは、折れや閉塞を少なくします。
- 低濃度酸素投与に適しています。
- 材質：医療用PVC

カタログNo.	品名	コネクタの形状	販売単位	価格
NK-3100	鼻腔酸素カニューラ 成人用	スタンダード	20個/箱	¥6,000
NK-3150	鼻腔酸素カニューラ 小児用		20個/箱	¥6,000

(未滅菌品 / 消費税別)

### カニューラの酸素流量及びFiO<sub>2</sub>のめやす


FiO <sub>2</sub> \ 酸素流量 (L/分)	1L/分	2L/分	3L/分	4L/分	5L/分
成人用 (20bpm/600ml)	23%	25%	26%	27%	29%
小児用 (20bpm/300ml)	25%	27%	30%	31%	33%
乳児用 (60bpm/20ml)	25%	26%	30%	33%	35%

(FiO<sub>2</sub> (吸入酸素濃度) は、呼吸量によっても異なります。)



## Nアイデアル 酸素フェースマスク

承認番号：21900BZX00647000  
承認番号：21900BZX00648000  
承認番号：21900BZX00646000



NK-3687~NK-3689

### ソフト酸素フェースマスク

- リフォームされたマスクは、ノーズクリップなしでも顔にフィットします。
- マスクに施した模様は、患者に違和感を与えることなく優しくフィットします。
- マスクの中央は透明で、患者の口元を容易に観察できます。
- 使用される加湿器等に応じて、接続コネクタを選べます。
- ノンキンク加工したチューブは、折れや閉塞を少なくします。
- 中濃度酸素投与に適しています。低酸素流量ではCO<sub>2</sub>の蓄積が起こり易いため、使用には注意してください。
- 材質：医療用PVC

カタログNo.	品名	コネクタの形状	販売単位	価格
NK-3687	ソフト酸素フェースマスク 乳児用	ユニバーサル	10個/箱	¥4,400
NK-3688	ソフト酸素フェースマスク 小児用		10個/箱	¥4,400
NK-3689	ソフト酸素フェースマスク 成人用		10個/箱	¥4,400

(未滅菌品 / 消費税別)



NK-3634~NK-3636

カタログNo.	品名	コネクタの形状	販売単位	価格
NK-3634	ソフト酸素フェースマスク 乳児用	スタンダード	10個/箱	¥4,400
NK-3635	ソフト酸素フェースマスク 小児用		10個/箱	¥4,400
NK-3636	ソフト酸素フェースマスク 成人用		10個/箱	¥4,400

(未滅菌品 / 消費税別)




NK-3670/NK-3671

### クリア酸素フェースマスク

- 自然でクリアタイプな材質は、患者の口元を容易に観察できます。
- 柔軟なマスクにはノーズクリップが付いており、違和感なくよりの確に装着できます。
- ノンキンク加工したチューブは、折れや閉塞を少なくします。
- 中濃度酸素投与に適しています。低酸素流量ではCO<sub>2</sub>の蓄積が起こり易いため、使用には注意してください。
- 材質：医療用PVC

カタログNo.	品名	コネクタの形状	販売単位	価格
NK-3670	クリア酸素フェースマスク 小児用	ユニバーサル	10個/箱	¥4,900
NK-3671	クリア酸素フェースマスク 成人用		10個/箱	¥4,900

(未滅菌品 / 消費税別)



NK-30505/NK-30105

### 酸素フェースマスク

- マスクは透明な材質を使用しており、患者には不快感がなく的確な装着ができます。
- 柔軟なマスクは、ノーズクリップにより、より確実にフィットします。
- 中濃度酸素投与に適しています。低酸素流量ではCO<sub>2</sub>の蓄積が起こり易いため、使用には注意してください。
- 材質：医療用PVC

カタログNo.	品名	コネクタの形状	販売単位	価格
NK-30505	酸素フェースマスク 小児用	スタンダード	10個/箱	¥4,000
NK-30105	酸素フェースマスク 成人用		10個/箱	¥4,000

(未滅菌品 / 消費税別)

### 各酸素フェースマスクの酸素流量及びFiO<sub>2</sub>のめやす

FiO <sub>2</sub> \ 酸素流量 (L/分)	4L/分	5L/分	6L/分	7L/分	8L/分
成人用 (20bpm/600ml)	36%	41%	45%	47%	49%
小児用 (20bpm/300ml)	36%	39%	42%	46%	49%
乳児用 (60bpm/20ml)	40%	42%	45%	49%	52%

(FiO<sub>2</sub> (吸入酸素濃度) は、呼吸量によっても異なります。)

## Nアイデアル 酸素フェースマスク（高濃度用）

承認番号：21900BZX00649000  
承認番号：21900BZX00650000  
承認番号：21900BZX00651000



NK-3675/NK-3678/NK-3692/NK-3693

### サイド弁付高濃度酸素フェースマスク

- 非再呼吸式高濃度用酸素マスクとして使用します。
- マスクにはサイド弁があり、より高濃度の酸素投与ができます。
- 高濃度酸素投与使用並びに呼気のCO<sub>2</sub>の蓄積を防ぐために、高酸素流量で使用してください。
- マスクは自然でクリアタイプの材質で、患者の状態を容易に観察できます。
- マスクにはノーズクリップが付いており、より確実にフィットします
- ノンキンク加工したチューブは、折れや閉塞を少なくします。
- 材質：医療用PVC

カタログNo.	品名	コネクタの形状	販売単位	価格
NK-3678	クリア高濃度酸素フェースマスク 小児用 600ml	ユニバーサル	10個/箱	¥6,200
NK-3675	クリア高濃度酸素フェースマスク 成人用 600ml		10個/箱	¥6,200
NK-3693	クリア高濃度酸素フェースマスク 小児用 600ml	スタンダード	10個/箱	¥6,200
NK-3692	クリア高濃度酸素フェースマスク 成人用 600ml		10個/箱	¥6,200

(未滅菌品 / 消費税別)

### サイド弁付高濃度酸素フェースマスクの酸素流量及びFiO<sub>2</sub>のめやす

FiO <sub>2</sub> \酸素流量 (L/分)	12L/分	13L/分	14L/分	15L/分
成人用 (20bpm/600ml)	93%	94%	95%	97%

(FiO<sub>2</sub> (吸入酸素濃度) は、呼吸量によっても異なります。)

FiO <sub>2</sub> \酸素流量 (L/分)	8L/分	9L/分	10L/分	11L/分	12L/分
小児用 (20bpm/300ml)	91%	92%	93%	94%	95%

(FiO<sub>2</sub> (吸入酸素濃度) は、呼吸量によっても異なります。)

### クリア酸素フェースマスク リザーバーバッグ付

- 高酸素流量により高濃度用酸素マスクとして使用できます。
- リザーバーバッグには逆止弁があり、呼気のCO<sub>2</sub>のバッグ内への再流入を最小限にします。
- マスクは自然でクリアタイプの材質を使用しており、患者を容易に観察できます。
- マスクにはノーズクリップが付いており、より確実にフィットします。
- ノンキンク加工したチューブは、折れや閉塞を少なくします。
- 材質：医療用PVC

カタログNo.	品名	コネクタの形状	販売単位	価格
NK-3696	クリア酸素フェースマスク リザーバーバッグ付 小児用 600ml	ユニバーサル	10個/箱	¥6,000
NK-3694	クリア酸素フェースマスク リザーバーバッグ付 成人用 600ml		10個/箱	¥6,000

(未滅菌品 / 消費税別)

### 酸素フェースマスク リザーバーバッグ付

- 高酸素流量により高濃度酸素マスクとして使用できます。
- リザーバーバッグには逆止弁があり、呼気のCO<sub>2</sub>のバッグ内への再流入を最小限にします。
- 透明な材質は、患者に不快感を与えることなく的確に装着できます。
- 柔軟なマスクは、ノーズクリップにより、より確実にフィットします。
- 材質：医療用PVC

カタログNo.	品名	コネクタの形状	販売単位	価格
NK-3664	酸素フェースマスク リザーバーバッグ付 小児用 600ml	スタンダード	10個/箱	¥5,300
NK-3665	酸素フェースマスク リザーバーバッグ付 成人用 600ml		10個/箱	¥5,300


(未滅菌品 / 消費税別)

### 酸素フェースマスク リザーバーバッグ付の酸素流量及びFiO<sub>2</sub>のめやす


FiO <sub>2</sub> \酸素流量 (L/分)	12L/分	13L/分	14L/分	15L/分
成人用 (20bpm/600ml)	92%	93%	94%	96%

FiO <sub>2</sub> \酸素流量 (L/分)	8L/分	9L/分	10L/分	11L/分	12L/分
小児用 (20bpm/300ml)	90%	91%	92%	93%	94%

(FiO<sub>2</sub> (吸入酸素濃度) は、呼吸量によっても異なります。)



NK-3694/NK-3696



NK-3664/NK-3665

## Nアイデアル ベンチュリーマスク

承認番号：21900BZX00652000  
承認番号：21900B1X00655000

### ベンチュリーマスク

- ベンチュリー効果を利用し、一定の酸素量を流すことによって一定の酸素濃度で高流量の酸素投与ができます。
- 6種類のダイリュータは、各々24%・28%・31%・35%・40%・50%の酸素濃度に設定されています。
- ネプライザー用フードが付いており、効果的なエアロゾル吸入療法ができます。
- ノンキック加工したチューブは、折れや閉塞を少なくします。
- ベンチュリーは、ソフトタイプ、クリアタイプ及びトラキアタイプの3種類があります。

ダイリュータ	酸素濃度	酸素流量
橙 色	50%	12L/分
赤 色	40%	8L/分
緑 色	35%	6L/分
白 色	31%	4L/分
黄 色	28%	3L/分
青 色	24%	2L/分



NK-3683

### ソフトマスクタイプ

- リフォルムされたマスクは、ノーズクリップなしでも顔に良くフィットします。
- マスクに施した模様は、患者に違和感を与えることなく優しくフィットします。
- マスクの中央は透明で、患者の口元を容易に観察できます。
- 材質：医療用PVC

カタログNo.	品 名	コネクタの形状	販売単位	価 格
NK-3683	ソフトベンチュリーマスク 成人用	スタンダード	1個/袋	¥900

(未滅菌品 / 消費税別)



NK-3684

### クリアマスクタイプ

- マスクは自然でクリアタイプな材質により、患者の口元を容易に観察できます。
- 柔軟なマスクにはノーズクリップが付いており、違和感なくより確実に装着できます。
- 材質：医療用PVC

カタログNo.	品 名	コネクタの形状	販売単位	価 格
NK-3684	クリアベンチュリーマスク 成人用	スタンダード	1個/袋	¥950

(未滅菌品 / 消費税別)



NK-3714/NK-3715

### トラキアマスクタイプ

- 気管切開部周辺に優しくフィットするようにデザインされています。
- マスクのドーム中央には、吸引カテーテル用の孔があり、気管切開部のケアが容易に行えます。
- 蛇腹管(内径φ22mm)との接続部(エルボーコネクター付ドーム)は、それぞれに360°回転します。
- 材質：マスク= 医療用PVC、ドーム及びエルボーコネクター = ポリプロピレン

カタログNo.	品 名	コネクタの形状	販売単位	価 格
NK-3714	ベンチュリートラキアマスク 小児用	スタンダード	1個/袋	販売中止
NK-3715	ベンチュリートラキアマスク 成人用		1個/袋	¥1,250

(未滅菌品 / 消費税別)

Nアイデアル  
トラキアマスク

承認番号：21900BZX00654000



NK-5201/NK-5202

- 気管切開後のエアゾール吸入療法用のマスクです。
- 気管切開部周辺に優しくフィットするようにデザインされています。
- マスクのドームの中央には、吸引カテーテル用の孔があり、気管切開部のケアが容易に行えます。
- 蛇腹管(内径Φ22mm)との接続部(エルボーコネクター付ドーム)は、それぞれに360°回転します。
- 材質：マスクー 医療用PVC、ドーム及びエルボーコネクターー ポリプロピレン

カタログNo.	品名	販売単位	価格
NK-5201	トラキアマスク 小児用	1個/袋	¥900
NK-5202	トラキアマスク 成人用	1個/袋	¥900

(未滅菌品/消費税別)

Nアイデアル  
エアロゾールマスク

承認番号：16300BZY00686000



NK-3200/NK-3250

- マスクの両サイドには大きな通気孔あり、高湿度を与えることにより効果的なエアロゾール吸入療法ができます。
- 内径Φ22mmの蛇腹管に接続して使用してください。
- 柔軟なマスクは、ノーズクリップによって、より確実にフィットします。
- 透明な材質により、患者の状態の観察ができます。

カタログNo.	品名	販売単位	価格
NK-3200	エアロゾールマスク 成人用	1個/袋	¥380
NK-3250	エアロゾールマスク 小児用	1個/袋	¥380

(未滅菌品/消費税別)

Nアイデアル  
ネブライザーキット **販売中止**

承認番号：16300BZY00686000



NK-33200

- エアゾール吸入療法に効果的な0.3～5ミクロンの均一な粒子のエアゾールを発生します。
- ネブライザーボトルは透明で、薬液量の観察が容易です。

カタログNo.	品名	販売単位	価格
NK-33200	ネブライザーキット	1組/袋	販売中止
NK-3300	ネブライザーボトル	1個/袋	販売中止
NK-3002	マウスピース	1個/袋	販売中止
NK-75047	T型アダプタ	1個/袋	販売中止

(未滅菌品/消費税別)

## Nアイデアル 酸素チューブ

承認番号：21900BZX00647000  
承認番号：21900BZX00646000

- 使用される加湿器に応じて接続コネクタを選べます。
- チューブはクリアで無色透明と緑色で透明な2色のチューブがあり、使用対象により使い分けができます。
- チューブにはノンキンク加工を施してあり、折れや閉塞を少なくします。
- チューブの総長は、2 M で用意しております。
- 材質：医療用PVC



NK-31290

カタログNo.	品名	コネクタの形状 (両端)	販売単位	価格
NK-31290	ソフト・クリア酸素チューブ	ユニバーサル：スタンダード	10個/袋	¥4,000
NK-31313	ソフト・クリア酸素チューブ	スタンダード：スタンダード	10個/袋	¥3,500
NK-34502	グリーン酸素チューブ	スタンダード：スタンダード	10個/袋	¥3,500

(未減価品 / 消費税別)



NK-31313



NK-34502

承認番号：21900DZX00652000

## Nアイデアル 蛇腹管

- キンキング・フリーのデザインでソフトなEVA樹脂を採用しております。
- 15cm毎の分節入りで、用途に合わせて必要な長さで使用することができます。
- チューブの色は乳白色と青色の2色があり、用途に応じて使い分けができます。
- 材質：EVA樹脂



NK-6001

カタログNo.	品名	規格	販売単位	価格
NK-6001	蛇腹管 乳白色	内径=φ22 長さ=30m 分節=15cm	30m巻/箱	¥7,600
NK-6002	蛇腹管 青色		30m巻/箱	¥7,600

(未滅菌品 / 消費税別)



NK-6002